

JAK VYLEPŠIT A ZRYCHLIT BĚLENÍ?

BĚLENÍ A DENNÍ REŽIM

Netrapte se občasným nošením aplikátorů na celé hodiny. Je lepší když si zvyknete na pravidelné bělení v průběhu děláni běžných denních úkonů, například při sprchování, nebo koupání. Nic se nestane pokud bělení přerušíte na pár dní a potom budete pokračovat. První efekt se dostává a potom budete pokračovat. První efekt se dostává po týdnu, u někoho po dvou týdnech. Na prvé vybělení je zapotřebí spotřebovat celé balení, podle návodu na použití.

FORMOVÁNÍ APLIKÁTORŮ

Při formování aplikátorů dodržujte přesný návod na použití. Tento jednoduchý proces spočívá v ponoření aplikátoru do horké vody, až se stane měkký a tvarovatelný. Zapamatujte si, že nepotřebujete perfektní kopii vašich zubů na to, aby byl bělicí gel účinný. Aplikátor ponořte do horké vody, držící v ruce uchyt aplikátoru na cca. 10 sekund. Po vyjmutí nechte aplikátor trochu vychladnout, aby jste si nepopálil(a) ústa. Potom vložte aplikátor do úst a jazykem a prsty si ho vyformujte (jednotlivě pro vrchní i spodní zuby). Po chvíli aplikátor z úst vyndejte. Jestli se Vám nepodaří dobře vyformovat aplikátor na první pokus, celý proces zopakujte. Nakonec úchytku na aplikátoru odstříhnete. Pokud je aplikátor příliš velký a na některých místech Vás tlačí, jednoduše si ho nůžkami obstříhnete. Celý postup zopakujte pro vrchní i spodní zuby.

PORADNA A VIDEO NÁVOD NA
WWW.KRASNYUSMEV.CZ
INFOLINKA +420 606 626 646

TIPY PRO VÁŠ KRÁSNÝ ÚSMĚV



Produkty WP Smile přináší unikátní inovaci v péči o zuby a dutinu ústní. Bělicí zubní pudr SMILE se používá ke každodennímu čištění zubů a nahrazuje tak běžnou zubní pastu. Bělicí složkou nejsou abrazivní částice, avšak účinná látka Peroxydona, která se ve vysokých koncentracích používá k ordinárnímu bělení zubů.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POUŽÍVÁNÍ:

ÚČINNOST:

White Pearl vybělí pouze zdravé a živé zuby. Nevybělí korunky, plomby a jiné dentální tělesa.

CITLIVOST:

Zuby nebo dásně mohou být v prvních dnech bělení citlivé, v případě zvýšené citlivosti snižte denní dobu bělení nebo frekvenci používání až do ústupu problémů.

UPOZORNĚNÍ:

Těhotné nebo kojící ženy, poraďte se před používáním se svým lékařem.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte mimo dosahu dětí. Výrobek skladujte na suchém a chladném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření a teplu. Při dlouhodobějším skladování uložte bělicí gel na chladné místo.

POUŽÍVEJTE DLE NÁVODU NA POUŽITÍ.

OBSAH:

1x tuba s 65 ml stomatologického bělicího gelu,
2x tvarovatelný zubní aplikátor,
1x stříkačkový dávkovač

SLOŽENÍ:

Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Karbamide Peroxide 10%, Methylparaben, Peppermint oil, Sodium Hydroxide

DISTRIBUTOR:

VitalCare CZ s.r.o., 412 01 Kamýk 24, IČ: 25476505
VÝROBCE: VITAPRODUKT, s.r.o., Nám. sv. Egidia 95, 058 01 Poprad, Slovensko
Informační email: podpora@krasnyusmev.cz

Made in EU

Datum poslední revize návodu 2012-01-03

CE 1293



WHITE PEARL SINGLE



STOMATOLOGICKÝ BĚLÍCÍ GEL
PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

GEL VYSTAČÍ AŽ NA
65 JEDNOTLIVÝCH
APLIKACÍ



NÁVOD NA POUŽITÍ



Antibakteriální kryt WP SMILE ochraňuje Váš zubní kartáček v době, kdy ho nepoužíváte. Ostraňuje z něj bakterie, viry a plísňe a zabraňuje tak přenosu, nebo protahování nemoci.

Zakoupíte v drogeriích: **dm** **ROSSMANN** **SCHLECKER**
a na www.krasnyusmev.cz

NÁVOD K POUŽITÍ

DOPORUČUJEME: přesný video návod k použití White Pearl naleznete na www.krasnyusmev.cz



FORMOVÁNÍ APLIKÁTORU:

(postup platí pro formování na dolní i horní zuby)

1. Dejte do nádoby ohřát vodu. Vodu nechte zahřát, aby byla horká a aplikátor v ní změkkl.
2. Plastový aplikátor uchopte za držák a ponořte do horké vody na 5-10 sekund. Aplikátor musí být dostatečně měkký, aby dobře kopíroval zuby. **POZOR:** delším přehřátím se aplikátor znehodnotí!
3. Po vyjmutí aplikátoru z horké vody chvilku počkejte, aby horký aplikátor nepopálil vaše ústa. Změkčený aplikátor vložte do úst, skousněte čelisti, a formujte prsty a jazykem až do jeho vytvarování. V případě nespokojenosti s formou aplikátoru můžete postup 2-3 krát opakovat.
4. Po vyformování a ztvrdnutí aplikátor ještě jednou vložte do úst a ujistěte se jestli netlačí dásně, nebo jestli není příliš dlouhý. Pokud ano, přebytečné části a držák odstříhnete.

White Pearl byl testován na stomatologické klinice a nezanechal žádné negativní stopy na pacientech. Krom viditelného vybělení, došlo u testované skupiny lidí, k pocitu zpevnění a vyhlazení zubní skloviny.

White Pearl v průběhu bělení dezinfikuje ústní dutinu. Pokud zaznamenáte bodavou bolest v jakékoliv části zubního chrupu, přestaňte gel používat a navštivte svého zubního lékaře, protože máte zubní kaz, který není viditelný. Po ošetření zubního kazu můžete v bělení pokračovat.

POUŽITÍ BĚLÍCIHO GELU:

1. Bělící gel si před používáním můžete naplnit do stříkačkového aplikátoru. Stříkačkový aplikátor Vám zaručí přesně dávkování gelu, skládá se ze třech částí: stříkačky, pístu a uzávěru. Ze stříkačky vytáhněte píst i uzávěr. Otevřete si tubu s bělícím gelem a vytlačte gel do stříkačky přes vrchní velký otvor. Stříkačku naplníte gelem do 3 (nikdy ne doplna), zatlačte píst zpět a uzavřete uzávěrem úzké hrdlo stříkačky.
2. Před každým bělením si vyčistěte zuby, gel lépe působí na čisté zuby.
3. Aplikátor musí být před nanesením gelu suchý a čistý. Nečistoty mohou znehodnotit bělící proces.
4. Malé množství gelu naneste na celou přední stěnu aplikátoru, který se dotýká přední části zubů. Na každé bělení stačí nanést 0,5 ml bělícího gelu (nikdy ne více).
5. Aplikátor s gelem pozorně nasadíte na zuby a v případě, že gel přeteče přes aplikátor, přebytečné množství utřete.
6. Bělící gel necháme působit 60 minut denně. Čas aplikace je vhodné rozložit na víc bělení denně. Delší bělení má rychlejší účinky, minimální čas jedné aplikace by neměl být kratší než 30 minut. V případě, že jsou zuby nebo dásně precitlivělé, snižte čas bělení v prvním týdnu na polovinu.
7. Po skončení bělení si aplikátor a zuby umyjte teplou vodou, aby se gel dostatečně odstranil.
8. Doporučujeme bělit 30-45 dní, dále dobělovat dle potřeby.

DŮLEŽITÉ: v případě potřeby, např. zvýšené slinivosti, doporučujeme bělit odděleně spodní a horní patro. Bělení poté bude komfortnější.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

JAK WHITE PEARL ODSTRANÍ SKVRNY A TMAVÝ POVLAKEK?

White Pearl představuje bělící proces, který změni odstín zažloutlé zubní skloviny. Obsahuje aktivní látku Carbamid Peroxid, která proniká do struktury zubů a měni jejich odstín. Carbamid peroxid je nejčastěji používaná látka, kterou používají na bělení stomatologové. Díky nevyhnutným aplikátorům působí na zubní sklovinu dostatečně dlouho, aby gel účinkoval. White Pearl obsahuje i fluoridy, které zpevňují zubní sklovinu, utesňují póry a působí preventivně proti kazivosti zubů. **POZOR:** pozorně si přečtete celý postup aplikace dle jednotlivých bodů, které podrobně uvádíme v návodu na použití !

VYBĚLÍ MI WHITE PEARL UMĚLÝ ZUB SPOLU S OSTATNÍMI?

Před začátkem bělící procedury je nutné, aby byl chrup bez kazů, zalomených kořenů a poškozených plomb. Gel působí jen na vlastní a zdravé zuby. Korunky, mostíky, plomby gel nevybělí. Plomby, na viditelných částech chrupu proto není potřebné před procedurou vyměnit. Ty se vymění v případě nutnosti až po ukončení bělícího procesu. Nepoužívejte spolu s vyrovnávacím zubním strojkem.

MÁM-LI CITLIVÉ ZUBY A CITLIVÉ DÁSNĚ MOHU WHITE PEARL POUŽÍVAT?

Áno, můžete. V případě výskytu precitlivělých zubů nebo bolesti dásní doporučujeme 1-2 denní pauzu, nebo zkrátit čas aplikace na 10 -15 minut denně. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým zubním lékařem.

JAK DLOUHO TRVÁ VYBĚLENÍ ZUBŮ?

Délka bělící kúry je individuální a závisí od příčin znečištění zubní skloviny. Pokud jsou příčinou léky (hlavně tetracyklin), bělící proces je delší. Jestli potraviny, kouření, káva, tak je proces kratší. Většina lidí pozoruje účinky bělení již po prvním týdnu, ale nejpravděpodobnější je to za 10-14 dní, za podmínky dodržení návodu na použití.

JE VYBĚLENÍ ZUBŮ TRVALÉ?

Závisí to na Vašich zvycích. Některým lidem zůstane bílá sklovina dlouhé roky. Vaše zuby zežloutnou z jídla, napojů (káva, červené víno), kouření. Proto je potřebné bělení čas od času opakovat.

JE PLASTOVÝ APLIKÁTOR POTŘEBNÝ?

Aplikátor je velmi potřebný. Použití aplikátoru je základním předpokladem vybělení zubní skloviny. Aplikátor Vám zaručí, že bělící proces bude opravdu efektivní. Je tvarovatelný, kopíruje tvar vašich zubů a gel se dostane skutečně všude. Bělící gel se nanese do aplikátoru a ten působí přímo na Vaše zuby. Další jeho výhodou je, že si horní a dolní zuby můžete bělit dle potřeby odděleně.

JE BĚLENÍ ZUBŮ BEZPEČNÉ?

Aktivní látka - peroxid, kterou používají na bělení i stomatologové, je v spolupůsobení s fluorem v takovém poměru, který odpovídá nejpřísnějším domácím i evropským kritériím. White Pearl se prodává už několik let v Evropě i USA.

PROFESIONÁLNÍ UKAZATEL ODSTÍNU ZUBŮ

Škála bělosti slouží na porovnání barvy zubů na začátku bělení a po skončení celého bělícího procesu.

1. Pohledem do zrcadla a přiložením bělící škály k zubům si označíte, na jakém odstínu se Vaše zuby nacházejí na začátku bělení.
2. Na konci bělícího procesu si znovu označíte dosažený odstín a výsledky porovnáte.

